

# スピリーバ【レスピマット】

## 《各部位の名称・残薬の確認方法》



- キャップ
- 吸入口
- ボタン
- 透明ケース
- カウンター

透明ケースを回転させる度にカウンターが進んでいきます。横の目盛りで正確な残薬数は分かりませんが、透明ケースが回転しなくなるまでは使用する事が出来ます。


### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》

初回はカートリッジ挿入後、吸入せずに4回噴霧してください。  
1週間以上使用しなかった場合も同様に、吸入せずに4回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	透明ケースを180度回転させます。 ボタンを押さないよう横からキャップを空けます。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
<b>※1回2吸入なのでもう一度①からの操作を繰り返して下さい</b>		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# アドエア【エアゾール】 《各部位の名称》



## 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

## 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# オルベスコ【インヘラー】

## 《各部位の名称・残薬の確認方法》



ポンペ

吸入補助器具を使用する事で  
少ない力でも操作が出来ます。

キャップ

吸入口

### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに3回噴霧してください。

### 《吸入手順》

- |                 |   |
|-----------------|---|
| ① 薬の準備          | 吸入口からキャップを外します。<br>吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。 |
| ② 息吐き           | 吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。                    |
| ③ 吸入            | 吸入口を歯でくわえます。<br>ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。 |
| ④ 息止め           | 吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。                   |
| ※1度に複数回吸入時は①に戻る |   |
| ⑤ 後片付け          | キャップを閉めます。                              |
| ⑥ うがい           | 吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。                 |

# キューバール【エアゾール】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

① 薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
② 息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③ 吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④ 息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る	
⑤ 後片付け	キャップを閉めます。
⑥ うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# サルタノール【インヘラー】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# テルシガン【エロゾル】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# フルタイド【エアゾール】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# フルティフォームエアゾール

## 《各部位の名称・残薬の確認方法》



ボンベ

カウンター

キャップ

吸入口

吸入補助器具(フルプッシュ)を使用する事で少ない力でも操作が出来ます

### フルプッシュ装着時



カウンターの色が緑⇒黄で残り40噴霧、黄⇒赤で残り20噴霧程になります。

### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

### 《吸入手順》

- |                 |   |
|-----------------|---|
| ① 薬の準備          | 吸入口からキャップを外します。<br>吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。 |
| ② 息吐き           | 吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。                    |
| ③ 吸入            | 吸入口を歯でくわえます。<br>ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。 |
| ④ 息止め           | 吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。                   |
| ※1度に複数回吸入時は①に戻る |   |
| ⑤ 後片付け          | キャップを閉めます。                              |
| ⑥ うがい           | 吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。                 |

# ベロテック【エロゾル】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# メプチン【エアー】・メプチンキッド【エアー】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
---	------	---

②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
---	-----	----------------------

③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
---	----	---

④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
---	-----	-----------------------

※1度に複数回吸入時は①に戻る

⑤	後片付け	キャップを閉めます。
---	------	------------

⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。
---	-----	-------------------------